

Koffer für PQ-Box 200

582.0035

► Transportkoffer für PQ-Box200 und Zubehör



1. Verwendung

Zum Transport und Aufbewahrung der PQ-Box200 und das passende Zubehör.

2. Aufbau

Doppelwandiger Hartschalenkoffer mit Schaumeinlage bietet einen optimalen Schutz für die PQ-Box und das Zubehör.

Im Deckelfach können Dokumente und Prüfprotokolle etc. abgelegt werden.



Abmessungen und Gewicht

L, B, H in mm	540	425	157
Gewicht in g	3900		

Wir regeln das.

3. Bestellangaben

MERKMAL	IDENT-Nr.
Koffer für PQ-Box200 ● Transport und Aufbewahrungskoffer für PQ-Box200 und passendes Zubehör	582.0035

A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0

Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 96

E-Mail: info@a-eberle.de

<http://www.a-eberle.de>

Version: 06.11.2017 12:26

Copyright 2013 by A. Eberle GmbH & Co. KG

Änderungen vorbehalten.